

CAREVEAM

케어빔 · 308 EXCIMER UVB 자외선 피부 질환 치료 시스템

308 EXCIMER UVB-LIGHT SYSTEM FOR SKIN DISEASE

케어빔은 인체의 다양한 자가면역 및 염증성 피부질환에 매우 효과적인
308nm의 Excimer 파장을 이용하는 혁신적인 광조사 치료기기로서
기존 제품들과 달리 작은 사이즈와 가벼운 무게로 설치가
용이하고 간편한 조작으로 사용자의 편의성을 증대한 제품입니다.



EX-3000


LAMEDITECH
www.lameditech.com

Innovative UVB phototherapy system

- 효과적인 자가 면역 및 염증성 피부질환 치료 가능
- 안전하고 통증이 없는 치료 가능
- 경제적인 제품 가격과 별도 소모품이 없어 낮은 유지 및 보수 비용으로 운영 가능
- 사용자 친화적 디자인과 간편한 사용법으로 쉽게 이용 가능

백반증
Vitiligo



습진
Eczema

건선
Psoriasis


아토피 피부염
Atopic Dermatitis

원형 탈모
Alopecia Areata

백반증 사례 Vitiligo case



아토피 사례 Atopic dermatitis case



제품 사양 Product Specification

• 광원	XeCl Excimer Light	• 정격	220~230 V / 1A
• 파장	308 nm	• 제품 무게	4 kg
• 에너지 출력	10 ~ 30 mW/cm ²	• 제품 크기	300 x 250 x 210 mm
• 1회 조사 시간	1 ~ 180 Sec	• 조사창 크기	21 x 45 mm



주식회사 라메디텍
서울특별시 금천구 벚꽃로 234,
에이스하이엔드타워6차 1002호

• Tel.
02-852-7982

• Fax.
02-852-7983

• E-mail
sales@lameditech.com

• Web
www.lameditech.com

LAMEDITECH

주식회사 라메디텍은 오랜 연구 개발 경험을 바탕으로

특화된 레이저 소형화 기술을 보유한 회사로 국내 및 해외 시장에 레이저 의료기기 제품을 보급하고 있으며, 특히 라메디텍의 레이저 소형화 기술이 적용된 레이저 제품들은 사용 편의성 및 가격 측면에서 기존 제품들보다 높은 경쟁력을 가지고 있습니다. 당사는 앞으로도 지속적인 연구 및 기술 개발을 통하여 세계 최고의 레이저 전문 기업이 되도록 최선을 다하겠습니다.

